



Dispo-Dent B.V.

0321-318140

klantenservice@dispo-dentshop.online

Productgegevensblad FFP2 (HY8920) mondkmaskers

EN149:2001+A1:2009 FFP2 NRD CE2797

FFP2 mondkmasker/ademhalingsbeschermingsmasker met meerlaagse filtertechnologie welke zorgt voor een betrouwbare en maximale bescherming. Het FFP2 mondkmasker is een equivalent aan N95 standaard mondkmaskers, getest en vrijgegeven m.b.t. Europese standaarden. Voldoet aan de CE normering: EN: 149:2001 + A1:2009 en Notified body notering CE2797 en heeft volgende 6 lagen:

- 1) Outer layer: PP non-woven fabric
- 2) Second layer: Hot air non-woven fabric
- 3) Third layer: Melt blown non-woven fabric
- 4) Fourth layer: Melt blown non-woven fabric
- 5) Fifth layer: Melt blown non-woven fabric
- 6) Inner layer: PP non-woven fabric

De FFP2 mondkmaskers zijn uitgerust met oor-elastieken en een flexibele neusbeugel. Dankzij diverse combinaties van lichte en duurzame materialen en een geïntegreerd filtermedium biedt het FFP2 mondkmasker een hoge antibacteriële filterwerking terwijl de drager normaal kan blijven ademen.

De FFP2 mondkmaskers zijn gemaakt van hypoallergeen, luchtdoorlatende en absorberende non-woven materiaal, vrij van natuurrubberlatex en glasvezel. Geschikt voor éénmalig gebruik voor verschillende doeleinden.

Dit mondkmasker valt in de gemiddelde categorie beschermingsmaskers en heeft een efficiëntie van 95%. De zijkant lekkage is maximaal 8%. Dit mondkmasker wordt o.a. gebruikt wanneer er sprake is van Tuberculose (TBC). Beschermst ook tegen SARS, griep, mazelen, waterpokken, bof, ebola. Minimale bescherming tegen het Coronavirus bij het behandelen of bezoeken van geïnfecteerde patiënten.

Een KN95 FFP2 masker mag aan één stuk worden gedragen tot het moeilijker wordt om te ademen (4-8 uur) of tot het mondkmasker heel nat wordt. Mondmaskers hoeven – in tegenstelling tot handschoenen - niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar.

Specificaties:

- FFP2 mondmasker - equivalent aan KN95 en N95 norm
- Voldoet aan de CE normering: EN: 149:2001 + A1:2009 en Notified body notering CE2797
- Beschermingsniveau filtratie percentage 95% (optimale bescherming)
- 6-filtersysteem, nano-filtersysteem.
- Zijkantlekkage: maximaal 8%
- Spatwaterbestendig
- Kleur: Wit
- Verpakt: 20 stuks/pakje
- Afmetingen verpakking: 20x110x120cm

LET OP:

In andere landen is de benaming voor FFP2 maskers anders dan in Europa en wel KN95 (China GB2626-2006) of N95 (United States). Deze mondmaskers worden geproduceerd voor zowel persoonlijk gebruik als voor medische doeleinden. Er is hierbij een essentieel verschil in kwaliteit en materialen. Door het grote tekort aan mondmaskers is er helaas een wildgroei ontstaan in de productie van mondmaskers met als gevolg dat er grote partijen slechte mondmaskers op de markt komen met alle gevolgen van dien. LET HIER GOED OP BIJ AANSCHAF!

Wel of geen mondkapje?

Er zijn veel tegenstrijdige meningen in de media over de mondkapjes of ze wel of niet zouden beschermen tegen het Coronavirus. In sommige landen is het verplicht en in andere, waaronder NL is, wordt het wegens schaarste afgeraden. Onze mening is als volgt: wie een mondkapje draagt verkleint de kans om het virus via druppeltjes uit de mond verder te verspreiden en beschermt hierbij ook zichzelf. De mondmaskers bieden een mogelijkheid om een besmettingsrisico te reduceren bij een correct gebruik, maar garantie is er nooit. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om de juiste kennis tot zich te nemen en toe te passen.